



Guía de activación e instalación de ChemOffice+

La presente guía se refiere a la instalación de ChemOffice+ Suite 21, que incluye la aplicación ChemDraw y varios complementos.

Una vez aprobada la solicitud de utilización del software y los servicios asociados a la licencia, recibiremos un email desde **PerkinElmer Informatics**, el desarrollador del software, que incluye un enlace para crear la cuenta de usuario como se muestra a continuación. Hacemos clic en **Create Account**.



Entonces se nos abrirá el navegador web con la página de registro de PerkinElmer. Hacemos clic en la pestaña **Sign Up**, y completamos los datos del formulario con nuestra dirección de **correo de la UCLM**, y una **nueva contraseña** que utilizaremos para acceder en futuras ocasiones. Esta contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluir mayúsculas, minúsculas, números, y algún carácter especial. Por razones obvias de seguridad, **no debe coincidir con la contraseña de nuestra cuenta corporativa de la UCLM**. Una vez completados los datos, pulsamos en el botón **Sign Up>** de abajo del todo.



Una vez realizado el registro inicial, el navegador nos mostrará las licencias de uso a las que tenemos acceso, como se muestra en la siguiente captura. Hacemos clic en **Download Now** para acceder a la licencia y descargas.

PerkinElmer For the Better | **Informatics Solutions**

CD EN ST CS LDP SR

List Entitlements

Entitlements are listed below. Sort by clicking a column heading. Select specific entitlements to view or perform actions on them.

Page 1 of 1

ChemDraw/ChemOffice Users

Activation ID Contains Advanced Search

Entitlement ID	Product	Quantity Purchased	Start Date	Expiration	Maintenance	Product Activation	Downloads
<input type="checkbox"/> ORDxxxx	ChemOffice+ Cloud Standard/Signals Notebook Bundle. Subscription, includes Suppo..	1	Sep 22, 2022	Sep 21, 2023		XXX-XXX-XXX-XXX	Download Now

Ahora copiamos o apuntamos el código de activación de producto, marcado en amarillo junto a **Product Activation Code** (con formato XXXX-XXXX-XXXX-XXXX), ya que lo necesitaremos más adelante para activar la licencia cuando instalemos la aplicación. Hacemos clic en **ChemOffice+ Cloud Standard SNB Standard Bundle** para acceder a la página de descargas.

PerkinElmer For the Better | **Informatics Solutions**

CD EN ST CS LDP SR

Download Order

Product Activation Code: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Product: ChemOffice Cloud Standard/Signals Notebook Bundle. Subscription, includes Suppo..

New Versions Previous Versions

Version	Download Package	Last Update
21.0	ChemOffice + Cloud Standard SNB Standard Bundle	Feb 24, 2022
	Quick Start Guide – Open Me First (ChemOffice+ Cloud Standard) R1	Feb 24, 2022

Una vez en la lista de descargas, hacemos clic en el instalador de ChemOffice+ para descargarlo, justo en el primer resultado: **PC Windows Installer for ChemOffice+ Cloud Standard (cos21.0.0.exe)**

PerkinElmer | **Informatics Solutions**

Downloads

ChemOffice+ CLD STD SNB 21.0

Learn more about our **ChemOffice Suite Of Products**

You may not need to activate!
If prompted for an activation code, please do the following:

- Click [here](#) to navigate back to the List Entitlement page and Copy the Product Activation code.
- This Product Activation code will activate both WIN & MAC platforms.

To receive your License ID for **Mnova** software, complete the [Webform](#) or send an email to support@mestrelab.com.


Files


11 File(s)

File Description	File Size	File Added	File Name
PC Windows Installer for ChemOffice+ Cloud Standard	634.52MB	Feb 24, 2022	cos21.0.0.exe
Mac OSX Installer for ChemDraw Professional	191.18MB	Feb 08, 2022	cd21.0.0.dmg
ChemDraw ChemOffice 21 Tips & Tricks	109.38MB	Feb 23, 2022	ChemDraw ChemOffice 21 Tips & Tricks.zip
ChemOffice/ChemDraw Product Activation User Guide	1.04MB	Feb 15, 2022	Product Activation User Guide.pdf
ChemOffice/ChemDraw Product User Guide	18.25MB	Feb 15, 2022	ChemDraw 21.0 Product User Guides.zip
ChemOffice/ChemDraw Product User Guide Japanese	10.12MB	Jun 03, 2022	ChemDraw v21 User Guide Japanese.pdf
ChemOffice/ChemDraw 21.0 Release Notes	661.16KB	Feb 08, 2022	ChemOffice v21.0 Release Notes.pdf
ChemOffice/ChemDraw 21.0 Hardware/Software Guide	276.55KB	Feb 08, 2022	DT-21.0 Hardware Software Guide.pdf
Mnova ChemDraw Edition ? WIN	161.05MB	Aug 05, 2021	MestReNova-LITE-CDE-12.0.1-20212.msi
Mnova ChemDraw Edition ? MAC	86.93MB	Aug 05, 2021	MestReNova-LITE-CDE-12.0.1-20212.dmg
Mnova Lite CDE User Manual	6.04MB	Aug 05, 2021	MestReNova-Lite CDE_Manual.pdf


En la página de descargas están disponibles además varias guías y manuales, y la descarga y activación de la aplicación MestReNova LITE CDE (MNova), cuyas instrucciones se encuentran también en la ficha de ChemOffice en la web de la UCLM.

Al ejecutar el instalador de ChemOffice Suite que acabamos de descargar (**cos21.0.0.exe**), se inicia el asistente de instalación. Seguimos los siguientes pasos:






En la pantalla que nos muestra los términos del acuerdo de licencia, **hasta que no nos desplazemos hasta al final del texto** no nos habilitará la opción para aceptar los términos del acuerdo (**I accept the terms in this license agreement**). Marcamos esa opción y hacemos clic en **Next**.




En los siguientes pasos del asistente, elegimos si queremos instalar la aplicación en la carpeta de destino por defecto (opción recomendada), y si queremos que se incluya ChemScript y Python.


Una vez elegidas las opciones, nos mostrará una pantalla de resumen con las opciones que se van a instalar, hacemos clic en **Install**, y esperamos a que concluya el proceso de instalación. Una vez finalizado, hacemos clic en **Finish**.



Ahora procedemos a abrir la aplicación instalada, llamada **ChemDraw 21.0.0**. Nos mostrará el cuadro de diálogo para activar la aplicación, en el que debemos introducir los datos como se muestran: **Nombre y apellidos**, **organización (UCLM)**, nuestro **email de la UCLM**, y el **código de activación** que apuntamos desde la página de descarga en uno de los pasos anteriores. Hacemos clic en **Activate** y ya tendremos la aplicación lista para su uso.



Si deseamos desactivar la licencia para utilizarla en otro equipo, dentro de ChemDraw hacemos clic en el menú superior **Help**, y luego en **Activate ChemDraw...**



Entonces aparecerá el mismo cuadro de diálogo que cuando activamos la licencia, hacemos clic en **Deactivate** y así liberaremos la licencia para poder hacer la instalación en un equipo distinto.

